

Oculoheel®

Sterile Homeopathic Preparation
Eyedrops
DIN-HM 80002283

Composition: each vial (0.45 ml) contains: **medicinal ingredients:** Cochlearia officinalis D5; Echinacea D5; Euphrasia officinalis D5; Pilocarpus D5 110.7 mg of each. Source: www.heel.ca. **Non-medicinal ingredients:** sodium chloride, sodium phosphate dibasic (dihydrate), sodium phosphate monobasic (dihydrate), purified water.

Manufactured by:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Germany

Distributed by:
Heel Canada Inc., Montreal, Canada
1-888-879-4335, www.heel.ca

Indications: homeopathic preparation to relieve minor conjunctivitis, inflammation, irritation, burning sensation, watery eyes, itching, redness, gritty sensation and sensitivity to light.

Contraindications: hypersensitivity to one of the active ingredients, excipients or to plants of the daisy family.

Side effects: hypersensitivity reactions may occur in isolated cases. Local allergic reactions (cutaneous inflammation) have been reported.

Interactions with other medication: none known.

Cautions and warnings:

- Do not touch the opening of the vial.
- The vial may only be used once.
- Discard vials after each use, even if they may still contain some liquid.
- Do not open the vial until just before application.
- Keep out of the reach of children

Recommended storage conditions: protect from heat.

Directions: adults and children of all ages: in general, 1 drop into the affected eye 3 times daily. In acute conditions, the dosage may be increased to 1 drop into the affected eye every 15 minutes for a maximum of 3 hours or use as recommended by a homeopathic practitioner or physician.

1. Separate the vial by turning and pulling the strip.
2. Tear off the closure cap.
3. Tilt your head backward, hold the vial vertically and pointing downward, allow drops to drip into the conjunctival sac of the eye by slightly applying pressure to the vial.


Recommended duration of use: if symptoms persist for more than 3 days or worsen, consult a health care practitioner.

Presentation: packs containing 15 sterile vials (0.45 ml each).

-Heel

Prospectus d'emballage

Oculoheel^{MD}



Préparation homéopathique stérile
Gouttes oculaires
DIN-HM 80002283

Composition : 1 ampoule (0,45 ml) contient : **ingrédients médicinaux :** Cochlearia officinalis D5; Echinacea D5; Euphrasia officinalis D5; Pilocarpus D5 110,7 mg de chaque. Source: www.heel.ca. **Ingrédients non médicinaux :** chlorure de sodium, phosphate de sodium dibasique (dihydrate), phosphate de sodium monobasique (dihydrate), eau purifiée.

Fabriqué à :
Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Allemagne

Distribué par :
Heel Canada Inc., Montréal, Canada
1-888-879-4335, www.heel.ca

Indications : préparation homéopathique pour le soulagement de la conjonctivite mineure, inflammation, irritation, sensation de brûlure, larmoiement, démangeaison, rougeur, sensation d'avoir une poussière dans l'œil et photosensibilité.

Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients médicinaux, excipients ou aux plantes de la famille des marguerites.

Effets secondaires : dans des cas isolés, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir. Des réactions allergiques locales (inflammation cutanée) ont été rapportées.

Interactions avec d'autres médicaments : aucune répertoriée.

Précautions et mises en garde :

- Ne pas toucher l'ouverture de l'ampoule.
- L'ampoule ne doit être utilisée qu'une seule fois.
- Jeter les ampoules après utilisation, même si elles contiennent encore du liquide.
- N'ouvrir l'ampoule qu'immédiatement avant l'application.
- Garder hors de la portée des enfants

Conditions d'entreposage recommandées : protéger de la chaleur.

Mode d'emploi : adultes et enfants de tout âges : en général, 1 goutte dans l'œil affecté 3 fois par jour. Dans les cas aigus, la posologie peut être augmentée à 1 goutte dans l'œil affecté toutes les 15 minutes pour un maximum de 3 heures ou utiliser tel que recommandé par un praticien d'homéopathie ou un médecin.

1. Séparer l'ampoule en tournant et tirant la languette.
2. Détacher la partie supérieure.
3. Incliner la tête vers l'arrière, tenir l'ampoule verticalement en la pointant vers le bas, mettre les gouttes dans le sac conjonctival de l'œil en pressant légèrement l'ampoule.

Durée d'utilisation recommandée : si les symptômes persistent plus de 3 jours ou s'ils s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé.

Présentation : emballages de 15 ampoules stériles (0,45 ml chaque).

-Heel